

## Specyfikacja techniczna Mesotherm Plus

### **Główne cechy:**

Napięcie główne	230V 50/60Hz
Moc	150W (Max)
Kategoria	Urządzenie używa technologii RF oraz dermabrazji w zabiegach na skórze
Wymiary	250(wys.) x 400(szer.) x 580(głęb.)mm
Sterowanie	Przycisk na ekranie dotykowym i pedał nożny

### **Dermabrazja:**

Medium ściernie	Tlenek glinu
Vacuum	50kPa (Max)

### **RF i elektroporacja:**

Tryb operacyjny głowicy RF	Monopolar
Częstotliwość pracy głowicy RF monopolar	1MHz
Moc	50W (Max)
Częstotliwość pracy elektroporacji	1.1kHz modulowanej amplitudy sinusoidalnej
Maksymalne zagęszczenie energii na płytce	22mA na 1K $\Omega$