

## Specyfikacja techniczna HIFU FINESSE

### Główne cechy:

Napięcie zasilania	230 Vac 50/60Hz
Maksymalna moc	200VA
Bezpieczniki	2 x F4A 250V
Klasa	I BF
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	700 x 500 x 1300mm
Czas trwania impulsu	75 - 150ms
Odległość między impulsami	1 – 5 mm
Waga	45 kg

### Kartridż 1,5 mm

Głębokość skupienia	1,5 mm
Maksymalna moc	6W

### Kartridż 3,0 mm

Głębokość skupienia	3,0 mm
Maksymalna moc	6W

### Kartridż 4,5 mm

Głębokość skupienia	4,5 mm
Maksymalna moc	10W

### Kartridż 6,0 mm

Głębokość skupienia	6,0 mm
Maksymalna moc	23W

### Kartridż 9,0 mm

Głębokość skupienia	9,0 mm
Maksymalna moc	23W

Producentem aparatu jest: Biotec Italia SRL

V.le della Repubblica 20

36031 Dueville (VI)

[www.biotecitalia.com](http://www.biotecitalia.com)

Wyłącznym dystrybutorem aparatury Biotec Italia w Polsce jest:

Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Trzy Lipy 2 lok.1/1

80-172 Gdańsk

NIP 9571060112, Regon 221525852, KRS 0000594417

[www.biotecpolska.pl](http://www.biotecpolska.pl)