

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA CRYOLIPOSCULPT

Napięcie zasilania	230 VAC – 50/60 Hz
Moc maksymalna	600 VA
Bezpieczniki	2 x F4A 250 V
Klasa i typ	I BF
Klasyfikacja ryzyka na 93/42/EWG	Klasa IIB
Wymiary [D x S x W]	450 x 500 x 420 mm
Waga	42kg

Głowica Cryoliposculpt

Temperatura minimalna	-10°C
Aktywacja	Przycisk na ekranie dotykowym
Maksymalne vacuum	66,6 kPa
Procedura operacyjna	Ciągła
Maksymalne napięcie wyjściowe	120 Vpp przy 1kΩ
Maksymalny prąd wyjściowy	1,5 mA/cm ²
Czas trwania pojedynczego impulsu	< 1 ms

Wymiary głowic

Medium	168 x 86 x 100 mm
Large	280 x 96 x 110 mm
Mini	90 x 75 x 55 mm

Producentem sprzętu jest: Biotec Italia SRL
V.le della Repubblica 20
36031 Dueville (VI)
www.biotecitalia.com

Wyłącznym dystrybutorem
aparatury Biotec Italia w Polsce jest:
Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Trzy Lipy 2 lok.1/1
80-172 Gdańsk
NIP 9571060112, Regon 221525852,
KRS 0000594417
www.biotecpolska.pl