

Biotec Lasers Polska

80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 2 lok. 1/1

Tel. 58 355 00 45 biuro@biotecpolska.pl



biotec italia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA MYTONE

Napięcie zasilania	230 VAC – 50/60 Hz
Moc maksymalna	1060W
Bezpieczniki	2 x F5 250V
Klasa bezpieczeństwa i typ zastosowanej części	I BF
Wymiary [D x S x W]	450 x 500 x 420 mm
Waga	45 kg

Pole Magnetyczne

Maksymalna gęstość mocy głowicy Medium	2.5T
Maksymalna gęstość mocy głowicy Large	2.5T
Maksymalna częstotliwość wyjściowa	25Hz
Emisja pola elektromagnetycznego	Pulsacyjna
Aktywacja	Przycisk na ekranie dotykowym

Producentem sprzętu jest: Biotec Italia SRL

V.le della Repubblica 20

36031 Dueville (VI)

www.biotecitalia.com

Wyłącznym dystrybutorem

aparatury Biotec Italia w Polsce jest:

Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Trzy Lipy 2 lok.1/1

80-172 Gdańsk

NIP 9571060112, Regon 221525852,

KRS 0000594417

www.biotecpolska.pl