

Biotec Lasers Polska

80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 2 lok. 1/1

Tel. 58 355 00 45 biuro@biotecpolska.pl



biotec italia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA LYSIWAVE

Napięcie zasilania	230 VAC – 50/60 Hz
Moc maksymalna	200 V
Bezpieczniki	2 x F4A 250 V
Klasa i typ	I BF
Klasyfikacja ryzyka na 93/42/EWG	Klasa IIB
Wymiary [D x S x W]	640 x 550 x 1280 mm
Waga z głowicami	55 kg

GŁOWICE

Częstotliwość	2,45 GHz
Rodzaj fali	Modulowana fala sinusoidalna
Moc maksymalna	200 W
Tryb operacyjny	Ciągły
Przepływ powietrza	42 l/min
Aktywacja	Przycisk nożny

Producentem sprzętu jest: Biotec Italia SRL
V.le della Repubblica 20
36031 Dueville (VI)
www.biotecitalia.com

Wyłącznym dystrybutorem
aparatury Biotec Italia w Polsce jest:
Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Trzy Lipy 2 lok.1/1
80-172 Gdańsk
NIP 9571060112, Regon 221525852,
KRS 0000594417
www.biotecpolska.pl